



Zeraderm Maść na blizny (15g)

Cena: 110,00 zł

Regularnie stosowanie maści silikonowej ZERADERM znacząco zmniejsza blizny, przywracając skórze zdrowy wygląd.

Wskazania:

ZERADERM stosujemy, na blizny, bliznowce, rumienie powstałe po termicznych, chirurgicznych, traumatycznych urazach skóry. Leczenie ZERADERM można rozpocząć bezpośrednio po usunięciu szwów, lub jak tylko rana się zamknie. W przypadku starych blizn uzyskujemy bardzo dobre rezultaty. Dobrze sprawdza się jako terapia wspomagająca przy leczeniu blizn lub keloidów laserem lub ciekłym azotem.

Opis produktu:

ZERADERM jest opatentowanym polimerem silikonowym w postaci żelu. Pod wpływem powietrza tworzy niewidoczną błonkę, która przepuszcza powietrze, ale nie przepuszcza wody. Skład ZERADERM został specjalnie opracowany w ten sposób aby uniknąć nadmiernej lepkości, która występuje w przypadku większości żelów silikonowych.

- zupełnie niewidoczny
- może być stosowany pod kosmetyki pielęgnacyjne i makijaż
- nie podrażnia skóry

Wskazówki odnośnie stosowania:

Myjemy i osuszamy miejsca na które chcemy nałożyć żel. Nakładamy niewielką ilość żelu ZERADERM oraz delikatnie wmasowujemy w skórę. Stosujemy dwa razy dziennie.

- wodoodporna
- przepuszcza powietrze
- nie niszczy skóry
- kontakt z tkanką przez 24 godziny na dobę
- prosta w zastosowaniu



Zeraderm



Zeraderm



Zeraderm

Uwaga

Należy unikać kontaktu ZERADERM z oczami, błonami śluzowymi lub świeżo zagojoną tkanką. ZERADERM nie jest przeznaczony do ran otwartych, obszarów zainfekowanych i nie całkowicie zagojonej tkanki.